

KD-Penofine Penkanyle 32G (0.23 x 8 mm) Mørkebrun

Beskrivelse:

KD-PENOFINE sterile penkanyler til engangsbrug er beregnet til at blive tilsluttet til kompatible insulinpenne til administration af insulin inden for rammerne af et diabetes mellitus-behandlingsregime. KD-PENOFINE er ikke-toksiske, pyrogenfri og steriliseret med ethylenoxid (EO). PVC- og DEHP-fri, latexfri. Holdbarhed: 5 år.



Varenr.

Pakning

Ref. nr.

8034581

100 stk.

914021T

Specifikationer

Sikkerhedskanyle:

Nej

Gauge:

32

Længde:

8

Diameter:

0,23

CE labeled product:

Ja

MD Classification:

MDD Class IIa

OneMed A/S

Kappa 3, Søften
8382 Hinnerup
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109
info.dk@onemed.com
shop.onemed.dk

ONEMED