

Vitrex® Flex 3

Säkerhetslansett med justerbart stickdjup

Tekniskt datablad



PRODUKT:

Vitrex säkerhetslansett används för hudpunktion vid kapillärprovtagning


- Justerbart stickdjup.
- Aktiveringsområdet indikerar före och efter användning.
- Förladdad kontaktaktiverad lansett.
- Hög kvalitet med extra vass trefasad nål, höghastighetspenetration.
- Steril, engångs, kan ej återanvändas.
- Ergonomisk och användarvänlig design.
- Användarsäker nålen är helt skyddad, både före och efter användning.
- Enkel twist-off lok design på säkerhetsskyddet.

Vitrex Flex Adjustable Safety Lancet har tre penetrationsdjup

- 1,3 mm.
- 1,8 mm.
- 2,3 mm.

Dimensioner:

- Längd: 49,0 ±1,0 mm
- Bredd: 17,0 ±0,3 mm



MATERIAL:

Materialen som används för att producera Vitrex säkerhetslansetter är Medical grade:

Komponent	Material
Nål	Stainless Steel (06Cr19Ni10)
Hölje	ABS – QS-0613-016
Trigger	ABS – QS-0613-016

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

Färgkod	Beskrivning	Stickdjup	Artikelnr	Användning
Blå	23G	1.3 mm 1.8 mm 2.3 mm	395813	Mångsidig justerbar lansett med tre olika stickdjup
Gul	26G	1.3 mm 1.8 mm 2.3 mm	396813	Mångsidig justerbar lansett med tre olika stickdjup
Orange	28G	1.3 mm 1.8 mm 2.3 mm	397813	Mångsidig justerbar lansett med tre olika stickdjup

Hållbarhet 5 år.

TRYCK:

Terminologi, grafiska symboler och information på denna medicintekniska enhet överensstämmer med EN 1041:2013 och ISO 15223-1:2016.

FÖRPACKNING:

Avdelningsförpackningen är tillverkad av vit kartong och transportförpackningen är tillverkad av wellpapp. Alla produkter packas enligt ISO 11607-1:2009 for medical devices. Varje förpackning innehåller batch nummer, utgångsdatum och steriliseringsinformation.

- En avdelningsförpackning innehåller 100 Vitrex lansetter.
- En transportförpackning innehåller 10 avdelnings för packning.



Transit packaging

Pallet

Avdelning för packning

Längd	Bredd	Höjd	Antal
10,8 cm	10,8 cm	12,5 cm	100 st

Packaging:

Primary packaging: 100 pcs.
Transit packaging: 1,000 pcs.
Pallet: 84,000 pcs.



Vitrex® Flex 3

Säkerhetslansett med justerbart stickdjup

Tekniskt datablad



SPRÅK:

Etiketten innehåller 13 språk och överensstämmer därmed med det europeiska direktivet om medicintekniska produkter.

- French
- German
- Spanish
- Italian
- Swedish
- Danish
- Portuguese
- Finnish
- Dutch
- Russian
- Arabic
- Greek
- English

KVALITET:

- Kvalitetssystem i enlighet med ISO 9001: 2015 och ISO 13485: 2016.
- Överensstämmer med bilaga II, (exklusive avsnitt 4) av Directive 93/42 EEC, 2016.
- Sterilisering med gamma strålning.

