

Leukoplast plaster Detectable

Beskrivelse

Plastret er vandfast og uigennemtrængelig for olie og fedt. Har god klæbeevne. Plastret kan spores. Steril.

Kan spores på 3 måder:

- Visuel sporing Blå farve.
- Metalsporing: jern og aluminiumsfilamenter.
- Røntgen sporing: Wolfram filament.

Anvendelse

Leukoplast plaster detectable anvendes ved rifter og små skader, hvor man håndterer fødevarer.

Sikkerhed

Materiale: Polyurethan, PU, PE og akrylklæbemasse. CE klasse IIa.

Opbevaring

Tørt og uden direkte sollys ved stuetemperatur. Holdbarhed uåbnet: 2 år.

Bortskaffelse

Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.



Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
8036159	Leukoplast plaster Detectable, 4,4x5,0cm blå vandafvisende	50 stk.	76453-05
8036162	Leukoplast plaster Detectable, 7,2x2,2cm blå vandafvisende	100 stk.	76453-03

Der tages forbehold for trykfejl (Marts 2021)