

PRODUKTARK

INKONTINENSPLEJE



1/2

Hjælper med at forebygge udviklingen af Inkontinens Associeret Dermatitis (IAD)

Swash[®] inkontinensprodukter giver en forebyggende beskyttelse mod hudskader ved kontakt med urin og afføring (IAD), og kan være med til at holde huden intakt allerede i et tidligt stadie, før tilstanden forværres og der udvikles eventuelle tryksår. Den udvidede Swash[®] inkontinensserie kan hjælpe huden med at komme sig hurtigere, takket være den innovative og berigede Trixotric[®]-formel.

Swash[®] Perineum 3-i-1-inkontinensplejeprodukter er beregnet til at **rengøre, pleje og beskytte huden** - i et enkelt trin. **Swash[®] Perineum+** bringer inkontinenspleje et skridt videre: 4-i-1-inkontinensplejeprodukterne, der ikke kun er designet til at **rengøre, pleje og beskytte**, men også til at **hjælpe med at genopbygge huden**. Denne egenskab er mulig takket være den nyudviklede lotion med Trixotric[®] - en formel, der hjælper med at genopbygge huden hurtigere.

Kombinationen af flere produkter i én, forenkler inkontinensplejen, mens traditionel inkontinenspleje kræver flere forskellige trin og produkter. Takket være ingredienserne i **Swash[®] Perineum+**, kan plejerutinen nu udføres i en enkelt handling. Resultatet heraf er, at det er mere komfortabelt for borgeren/patienten, mere praktisk for plejepersonalet og fremmer muligheden for en bedre daglig rutine af inkontinenspleje.

Fordelene ved Swash[®] inkontinensprodukter:



• Hudbeskyttende barriere med **3% dimethicone**



• 100% **parfumefri lotion**



• **pH hudneutral og allergivenlig lotion**



• **Produkterne kan opvarmes**



• **Indeholder** plejende ingredienser **f.eks. E-vitamin og glycerin**



• Produceret i et **renrumsmiljø** som garanterer højeste produktkvalitet



• **Fri for formaldehyd**



• Produceret i **Holland** ved en **fuldautomatisk produktionsproces**




• **Trixotric[®]**: Beriget formel eksklusivt for **Swash[®] Perineum+** Hjælper med at genopbygge huden



Lyocell

Swash[®] produkterne er, blandt andet, fremstillet af materialet Lyocell. Lyocell er et materiale af træfiber og udmærker sig ved sin rene, bløde og fugtighedsabsorberende kvalitet. Den innovative produktionsmetode bag Lyocell er både miljøvenlig og moderne, idet både energi og vand genbruges. På denne måde reduceres miljøbelastningen til et minimum.



Produktinformation:

Swash® inkontinensprodukter

Swash® Perineum 3-i-1-produkter er fugtige vaskehandsker eller vaskeservietter, som er imprægneret med et hudbeskyttelsesmiddel, 3% dimethicone. Denne silikonebaserede olie efterlader et tyndt lag på huden og beskytter den mod fugt og irritation, uden at være okklusiv (tætssluttende), hvilket gør at huden stadig kan ånde igennem barrieren.

Swash® Perineum+ 4-in-1-produkter har fordelene fra 3-i-1-produkterne plus den specielle Trixotric®-formel: Swash® Perineum+ produkterne lægger et beskyttende, men åndbart lag på huden, og understøtter hudens genopbygning med hjælp fra Trixotric® hydrogel - en kombination af hyaluron syre, hydrogel og naturligt ler. Bleområdet kan rengøres grundigt, mens det næres med hudplejebestanddele, såsom E-vitamin, hyaluronsyre, glycerin, caprylylglykol og glycerylkaprylat. Både hård og lind afføring kan nemt fjernes. Swash® har lav fnugdannelse og kombinationen af fibre, Lyocell og polyester, sikrer en bedre kvalitet af produkterne.

Swash® Cleansing Wipes er designet til hyppig pleje af et urent område. Cremen indeholder Jojoba, som virker beroligende og er skånsom mod huden.

Swash® Dry Gloves

Bløde engangsvaskehandsker beregnet til inkontinenspleje. Kan bruges våd og tør. Slidstærk og skånsom, selv når handsken er våd.

Swash® Perineum Wipes

Vaskekludene er lavet af et stærkt, blødt stof baseret på en spunlace non-woven. Den ekstra lange størrelse af stoffet gør det muligt at udføre inkontinenspleje komfortabelt og hurtigt.

Swash® Perineum+ Wipes

Vaskekludene er lavet af et blødt stof, spunlace non-woven, som giver en let og god følelse på huden. Dens specielle længde hjælper med at gøre inkontinensplejen hygiejnisk, let og komfortabel.

Swash® Perineum Gloves

Handskerne er lavet af et fast, blødt stof baseret på en kryds-

lagt Spunlace (non-woven), der er let præget, hvilket giver en komfortabel følelse på huden. Handskerne er produceret ved hjælp af en svejsningsteknik, som sikrer en vedvarende tilstrækkelig stærk handske. Handsken gør det lettere at rengøre de kropsdele, der kan være vanskelige at nå.

Swash® Cleansing Wipes

Vaskekludene er lavet af et fast, blødt stof baseret på parallel spunlace (non-woven).

Swash® Dry Gloves

Handskerne er lavet af et fast, blødt stof baseret på en krydslagt Spunlace (non-woven).

VARENUMMER	PRODUKT	ANTAL PAKKER PR. KASSE / PR. PALLE
C14533-8 CE MD	Swash® Perineum Wipes 8 stk. (duftfri)	40 / 2.520
Co4070-8 CE MD	Swash® Perineum Gloves 8 stk. (duftfri)	40 / 2.520
Ko4540-8 CE MD	Swash® Perineum+ Wipes 8 stk. (duftfri)	56 / 3.528
Lo5012-48 CE MD	Swash® Cleansing Wipes 48 stk. (duftfri)	12 / 756
Mo5012-48 CE MD	Swash® Cleansing Wipes 48 stk. (med duft)	12 / 756
Oo5010-50	Swash® Dry Bathing Gloves 50-pack -	20 / 560

trixotric®