



ViTri:Selvklæbende bandage



Produktbeskrivelse:

Selvklæbende mellemelastisk bandage i non-woven materiale, som er belagt med en latexfri klæbemasse. Hæfter uden brug af gaze-klemmer. Giver god støtte og bevarer samtidig bevægeligheden. Længde i ustrakt tilstand hhv. 2,2 meter og 3,4 meter og 6 meter i strakt tilstand. Kan bruges i kombination med forskellige former for polstring. Elasticitet omkring 80%

Indikationer:

Til kompressionsforbinding af venøse bensår og tilsvarende tilstande.

Til ABPI på $\geq 0,8$ (Ankle-Brachial Pressure Index), TBPI på $\geq 0,5$ (Toe-Brachial Pressure Index)

Advarsel: For hård omvikling påvirker blodcirkulationen. Ved tegn på cirkulationsforstyrrelser skal kompressionsbandagen fjernes omgående, og sundhedspersonale kontaktes.

Ved arteriel insufficiens, hjerteinsufficiens og diabetes skal kompressionsforbinding anvendes med forsigtighed og under tilsyn af sundhedspersonale.

Varenummer	Beskrivelse
30735	2,5 cm x 4,6 m strakt, 40 stk./pakke, 480 stk./kasse, beige farvet
30736	5 cm x 4,6 m strakt, 36 stk./pakke, 432 stk./kasse, beige farvet
30737	7,5 cm x 4,6 m strakt, 24 stk./pakke, 288 stk./kasse, beige farvet
30738	10 cm x 4,6 m strakt, 18 stk./pakke, 216 stk./kasse, beige farvet
30734	10 cm x 6 m strakt, 18 stk./pakke, 216 stk./kasse, beige farvet
30739	15 cm x 4,6 m strakt, 12 stk./pakke, 144 stk./kasse, beige farvet
30750	7,5 cm x 4,6 m strakt, 24 stk./pakke, 288 stk./kasse, lilla
30751	7,5 cm x 4,6 m strakt, 24 stk./pakke, 288 stk./kasse, sort
30752	7,5 cm x 4,6 m strakt, 24 stk./pakke, 288 stk./kasse, blå