

# KD-Penofine Safety penkanyle 31G 0,25 x 5 mm steril

## Beskrivelse:

KD-Penofine Safety penkanyle er en steril sikkerhedspenkanyle, som hjælper med at reducere risikoen for stikskader blandt sundhedspersonale.

Egenskaber: Beskyttelse af både patient og personale. Beskytter kanyleenden. Begge skjold låser automatisk efter injektion. Rødt bånd indikator bekræfter, at sikkerhedsmekanismen er aktiveret. Kort injektionskanyle 5 mm og 8 mm, reducerer risiko for injektion i muskel. Kompatibel med alle penne til diabetesbehandling. PVC fri. Phthalat fri. Latex fri. CE mærket MDD 93/42/EØF klasse IIa.



Varenr.

Pakning

Ref. nr.

8051894

100 stk.

920015

## Specifikationer

### Sikkerhedskanyle:

Ja

### Gauge:

31

### Længde:

5

### Diameter:

0,25

### CE labeled product:

Ja

### MD Classification:

MDD Class IIa

### OneMed A/S

Kappa 3, Søften  
8382 Hinnerup  
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109  
info.dk@onemed.com  
shop.onemed.dk

ONEMED