



Leukomed® T Plus skin sensitive

Leukoplast®

Sårbehandling i de bedste hænder

Leukomed® T Plus skin sensitive

Vandtæt og steril filmbandage med absorberende sårpude

Ultratynd filmbandage med meget hudvenligt silikoneklæb og absorberende sårpude, der beskytter mod vira og bakterier. Filmen har en høj åndbarhed (MVTR), er tynd og fleksibel og kan tilpasse sig kroppens konturer uden at rulle. Enkel og let at påsætte og sikrer smertefri fjernelse.

Indikationer

Udviklet til patienter med meget følsom, ødelagt og sårbar hud, som ofte ses hos ældre, børn, diabetikere eller patienter med skadet hud.

Særligt velegnet til:

- Postoperative sår
- Overfladiske sår og rifter
- Hudafskrabninger
- Stråleskadet hud og overfladiske brandsår

Indhold

Polyurethan film, hvid absorberende non-woven sårpude, silikoneklæbemasse.

Egenskaber

- Vandtæt - Patienten kan tage brusebad
- Steril
- Høj åndbarhed, reducerer risikoen for maceration
- Vira- og bakterietæt
- Tilpasser sig kroppens konturer
- Ultratynd, føles om et ekstra lag hud
- Ikke-hæftende non-woven sårpude
- Røntgengennemtrængelig
- Runde hjørner så bandagen ikke ruller
- Let påsætning med tydelige steps 1-2
- Smertefri fjernelse også på meget følsom hud



Leukomed® T Plus skin sensitive			
Varenr	Størrelse	Antal stk /æske	Antal stk /TRP
76178-00000	5 cm x 7,2 cm (Sårpude 2,8 x 3,8 cm)	5	5
76178-00001	8 cm x 10 cm (Sårpude 4 x 6 cm)	5	5
76178-00002	8 cm x 15 cm (Sårpude 4 x 11 cm)	5	5
76178-00003	10 cm x 25 cm (Sårpude 5 x 25 cm)	5	5