



## Beskrivelse

Qufora urinposebånd med velcrolukke er et blødt elastiske bånd, gør det sikkert og nemt at placere urinposen korrekt.

Bagsiden af urinposebåndene er udformet med en silikonestribe, der sikrer at båndet ikke skrider ned.

Urinposebåndene kan tilklippes/reguleres, har en bredde på 3 cm og en længde på 60 cm. Sæt á 2 stk. Singlepacked.

Qufora urinposebånd er latexfri.

Tåler vask ved 60°. For at forlænge urinposebåndets levetid, anbefales det at lukke velcrobåndet under vask samt vask i vaskepose ved 40°.

## Sortiment

Item No.	Item description	Specification	Pakke	ref. nr.
8062454	Qufora urinposebånd, 2x60cm	velcro m silikonebånd 2stk/sæt	10	54060-022

Der tages forbehold for trykfejl (nov. 2023)