

evercare[®] plastre nonwoven

REF: CMT352177, CMT352184, CMT352191, CMT352207

evercare[®] plaster nonwoven er en forbindelse, der er beregnet til at beskytte mindre sår mod urenheder i de ydre omgivelser. Det absorberende stykke, der er fastgjort til plasteret, absorberer eksudat fra det dækkede sår. Plastermaterialet er blødt og behageligt for huden. Plasteret anvendes typisk til beskyttelse af injektionssted efter injektion.

Egenskaber

- ▶ Blødt nonwoven plaster med stor åndbarhed
- ▶ Klæbemiddel uden opløsningsmiddel
- ▶ Ikke-klæbende absorberende pude
- ▶ To forskellige former: strimler og afrundet
- ▶ Individuel pose til hvert plaster



REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
CMT352177	Plaster, nonwoven, beige, strimler; Producentens varenr. CMT352177, Beige	2,4 x 7 cm	200 / 10200
CMT352184	Plaster, nonwoven, beige, strimler; Producentens varenr. CMT352184, Beige	1,2 x 4 cm	200 / 10200
CMT352191	Plaster, nonwoven, beige, strimler; Producentens varenr. CMT352191, Beige	3,8 x 3,8 cm	200 / 10200
CMT352207	Plaster, nonwoven, beige, strimler; Producentens varenr. CMT352207, Beige	2 x 4 cm	200 / 10200

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr.



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-01
EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745, MDR Class I

Overholdelse af produktstandarder:

EN 14079, ASTM D3330

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiale

Produkt komponent	Råvare og egenskaber
Hovedmateriale	Nonwoven, 100 polyester, beige
Klæbemiddel	Smeltet akryllim, UV-krydsbundet
Absorberende pude	Viskose/PP/PE, lagdelt med non-stick LDPE
Peel-papir	Silikonpapir, ensidet

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	5 år

Forpakkingsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	N/A	N/A
Pakke	Bølgepap, TCF eller ECF kvalitet	93 x 165 x 35
Transportkarton	Bølgepap, TCF eller ECF kvalitet	580 x 185 x 300
Pakketape	Gennemsigtig, PVC fri	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
CMT352177	N/A	8017990117337	18017990117334
CMT352184	NA	8017990117344	18017990117341
CMT352191	N/A	8017990117368	18017990117365
CMT352207	N/A	8017990117382	18017990117389

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.