

Vi ønsker at du kan leve
trygt hver dag. Uden at
skulle bekymre dig om
uventede lækager.

Hos **eakin**[®] mener vi at en stomi "blot"
skal være en lille del af dagligdagen.
Vores nye **eakin freeseal**[®] hjælper
netop med dette.

Livet
før



Livet med
freeseal[®]



Vælg frihed med eakin freeseal®



Vi glæder os til at
høre fra dig!

Tlf: 49 26 13 99

info@focuscare.dk

www.focuscare.dk

Tykkelse:
Pakke størrelse:
Varenummer:

1.8mm tynd
10
839007

eakin®

A SMALL PART
OF A BIGGER LIFE. •

mail@eakin.co.uk
www.eakin.eu

Focuscare



References

1. T.G. Eakin Product Evaluation, eakin freeseal, (n=47) 2020 (Data on file)
2. Mc Groggan G, Haughey S and McDowell K (2018) An absorbent, enzyme-inhibiting seal reduces peristomal skin complications. *Gastrointestinal Nursing* 16:1 42-4

NY

Vælg
frihed

Livet med
freeseal[®]

Sig nej til lækager, vælg
eakin *freeseal*[®]

eakin *freeseal*[®] er kun
1.8mm tynd, ideel til
konvekse tømbarer
stomiposer.

Livet
før

eakin
freeseal[®]

designet til frihed

Fri for lækager og øm hud.
Få en tryk hverdag.

Kun **1.8mm tynd** giver **eakin freeseal®** dig friheden til at bruge en sikker diskret tætningsring til en konvex tømbar pose.



Ideel til brug sammen med
konvekse tømbar pose



“

Som bruger af konvekse stomiposer, er jeg altid opmærksom på om det kan ses under tøjet, især når jeg bruger lækagering. Men den fladere profil på **eakin freeseal®**, gav mig mere selvtillid og den rette beskyttelse.

”

Wendy,
England¹



1.8mm tynd

Vores **tyndeste tætningsring** med minimal indvirkning på din poses pasform.

Dens tynde form hjælper med at holde din pose **diskret** og samtidig give dig **ro i sindet mod lækager**.



Absorberende

eakin freeseal[®] er en absorberende tætningsring som effektivt stopper lækager.²

eakin freeseal[®] absorberer aktivt output, **forebygger lækager** og **beskytter effektivt mod hudskader**.



Den du ikke kan undvære

eakin freeseal[®] er nem at bruge, uundværlig i den daglige stomipleje.

Fleksibel og **modellerbar** ring, som former sig **sikkert** og **behageligt** omkring din stomi. Ideel til den daglige stomipleje.

Vælg



Let at fjerne

eakin freeseal[®] er nem af fjerne, bevarer sin form så den **kan rulles af i ét stykke.**

Gør poseskift hurtigere og enklere.



Frihed

eakin freeseal[®] giver dig **frihed fra lækager**, så du kan **leve en tryk hverdag.**



eakin
freeseal[®]

frihed...

“

Tynd, føles næsten som om den ikke er der, men giver den samme sikre følelse som en 4mm tætningsring.

”

Gemma,
England¹

“

Let at forme og klæberen var nem at fjerne fra min hud uden at efterlade rester.

”

Stomiopereret,
Holland¹