



Varenummer 232770

Prober, PE/PP



Produktbeskrivelse

Anvendes som prober til infrarød termometer

Specifikationer

Produktbetegnelse	Prober
Materiale	PE, PP
Certifikater	CE
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	200 stk	16.5 cm	7.8 cm	6.8 cm	5703538095771
pk	20 stk	7.5 cm	3.1 cm	3.1 cm	5703538095788
stk	1 stk				5703538095764



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.