

LEUKOTAPE® CLASSIC

LINDNINGSTEJP

Leukotape® Classic är genom sitt kraftiga material och mycket höga häftförmåga lämpliga för förband vid hög belastning under sport och som funktionellt förband vid flerdagarsbruk.

Fördelar

- Stel tejping
- Ger stöd
- Självhäftande
- Med latex
- Rivningsbar

Kännetecken

- Extremt hög och varaktig häftförmåga
- Mycket hög stabilitet
- Extra lämplig vid långtidsförband

Material

100 % bomull med häftmassa av zinkoxid-kautschuck.



PRODUKTOVERSIKT

Art nr	Storlek	Färg	Antal fp	Antal fp/trp
01700-00	2 cm x 10 m	■ Vit	5	105
01701-00	3,75 cm x 10 m	■ Vit	5	90
02380-00	3,75 cm x 10 m	■ Svart	5	90
76185-00	3,75 cm x 10 m	■ Blå	5	90
76186-00	3,75 cm x 10 m	■ Grön	5	90
76187-00	3,75 cm x 10 m	■ Röd	5	90
76188-00	3,75 cm x 10 m	■ Gul	5	90
01703-00	5 cm x 10 m	■ Vit	5	45
47109-00	3,75 cm x 10 m	■ Vit	12	120
02381-00	3,75 cm x 10 m	■ Svart	12	48
09318-00	3,75 cm x 10 m	■ Blå	12	120
09319-00	3,75 cm x 10 m	■ Grön	12	120
09317-00	3,75 cm x 10 m	■ Röd	12	120
09263-00	3,75 cm x 10 m	■ Gul	12	120



BSN medical AB

Uggledalsvägen 15 · 427 40 Billdal
Tel: 031-727 98 00 · Fax: 031-727 98 10

kundservice@bsnmedical.com
www.bsnmedical.se

