



Varenummer 232219

## Pencillygte, Aaron, med kobolt blå lys, engangs



### Produktbeskrivelse

Pæren aktiveres ved at clipsen støder på metallet i lygten. Med kobolt blå lys. Anvendes sammen med fluorescein til påvisning af fremmedlegeme i øjet.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Pencillygte
Varemærke	Aaron
Features	Med kobolt blå lys
Engangs/flergangs	Engangs
Vægt, netto	0.0205 kg
Strømspecifikationer	2 * AAA engangs
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	30 stk	12.2 cm	4.5 cm	1.7 cm	
pk	3 stk	11.2 cm	1.5 cm	1.2 cm	10607151005846
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.