

Masker til ilterapi

- Formstøbte masker til forskellige valg af iltkoncentration, bløde og lette med næseklemme for optimal patientkomfort
- Beregnet til iltflow fra 6-8 l/min
- Kinkefri, stjerneformet iltslange
- Opfylder standard: EN 13544-1:2007 + A1:2009
- Usterile

Iltmaske, voksen

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	PVC-fri
6014152	Inklusiv slange 2,1 m	50/50	

Materiale: Maske: PE - Slange: TPE - elastik (latexfri): PE - næseklemme: aluminium

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6014141	Inklusiv slange 2 m	50/50	
6014139	Iltmaske, voksen	100/100	

Materiale: PVC med DINP-blødgører - Slange: TPE - elastik (latexfri): PE - næseklemme: aluminium

Iltmaske, barn

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	PVC-fri
6014160	Inklusiv slange 2,1 m	50/50	

Materiale: Maske: PE - Slange: TPE - elastik (latexfri): PE - næseklemme: aluminium

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6014140	Inklusiv slange 2 m	50/50	

Materiale: PVC med DINP-blødgører - Slange: TPE - elastik (latexfri): PE - næseklemme: aluminium

Æske = min. kvant/best

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp
6014138	Iltmaske, barn	100/100



Materiale: PVC med DINP-blødgører - Slange: TPE - elastik (latexfri): PE - næseklemme: aluminium

Iltmaske med reservoir

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp
6014142	Barn, for højere koncentrationer, inklusiv slange 2 m. Flow fra 8 l/min	50/50
6014143	Voksen, for højere koncentrationer, inklusiv slange 2 m. Flow fra 8 l/min	50/50



Materiale: PVC med DINP-blødgører - Slange: TPE - elastik (latexfri): PE - næseklemme: aluminium



Æske = min. kvant/best