

evercare[®] Standard MediKit forbindingsæt sterilt

REF: 1902-02

evercare[®] kateterisationssæt, gaze, nonwoven, small, sterilt er et kompakt, sterilt kateterisationssæt, der indeholder de dele, der er nødvendige til almindelig kateterisering.

Egenskaber

- ▶ 1 pincet, 127 mm
- ▶ 2 runde tamponer, Ø 50 mm
- ▶ 4 Kompresser, 4-lags, 7,5 x 7,5 cm
- ▶ 1 X-lang nitrilhandske (30 cm), størrelse M
- ▶ 1 Bakke, 2 rum, 182 x 98 x 25 mm, hvid
- ▶ 1 Slidslagen 60 x 75 cm
- ▶ 1 Afdækning (bakkeafdækning) 50 x 50 cm




REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
1902-02	Kateterisationssæt, nonwoven, small, sterilt	Ikke relevant	10 / 80

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr. EO steriliseret efter gældende version af ISO standard 11135.



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

Lovmæssige krav:

Direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr

Overholdelse af produktstandarder:

EN ISO 11135

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

Produkt komponent	Råvare og egenskaber
1 pincet, 127 mm	Polystyren, grøn
2 runde tamponer, Ø 50 mm	Pes/viskose nonwoven, elastisk ring SEBS/PP
4 Kompresser, 4-lags, 7,5 x 7,5 cm	Pes/viskose nonwoven
1 X-lang nitrilhandske (30 cm), størrelse M	Carboxyleret butadien-akrylnitril-polymer-nitril, blå, indpakket i papir
1 Bakke, 2 rum, 182 x 98 x 25 mm, hvid	Polystyren, hvid
1 Slidslagen 60 x 75 cm	Laminat: stof/PE
1 Afdækning (bakkeafdækning) 50 x 50 cm	Laminat: stof/PE

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum mellem 0 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	5 år

Forpkningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	Medicinsk papir, Plastfilm	255 x 132
Pakke	Karton, TCF eller ECF kvalitet	280 x 200 x 180
Transportkarton	Karton, TCF eller ECF kvalitet	590 x 430 x 390
Pakketape	PVC fri, Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
1902-02	06937935320276	06937935330213	06937935360272

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.