


## evercare<sup>®</sup> Standard MediKit forbindingsset steril

REF: 1941-02

evercare<sup>®</sup> kateterisationssæt, gaze, large, steril er et kompakt, steril kateterisationssæt, der indeholder de dele, der er nødvendige til almindelig kateterisering.

### Egenskaber

- ▶ 1 X-lang nitrilhandske (30 cm), størrelse M
- ▶ 1 Afdækning 60 x 75 cm
- ▶ 1 Slidslagenafdækning 60 x 75 cm
- ▶ 5 runde tamponer, Ø 30 mm
- ▶ 1 Lille bakke, 108 x 84 x 43 mm
- ▶ 2 pincetter, grøn, 127 mm
- ▶ 3 runde tamponer, Ø 50 mm
- ▶ 5 Gazekompresser, 8 lag, 7,5 x 7,5 cm
- ▶ 1 Nyreskål 255 x 155 x 44 mm
- ▶ 1 Afdækning (bakkeafdækning) 60 x 60 cm



REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
1941-02	Kateterisationssæt, gaze, large, steril	Ikke relevant	8 / 32

Salgsenhed: Transportkarton

# Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr. EO steriliseret efter gældende version af ISO standard 11135.



**REACH forordning:**

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

**Biologisk evaluering:**

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-7  
EN ISO 10993-10

**Lovmæssige krav:**

Direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr, MDD Class Is

**Overholdelse af produktstandarder:**

EN ISO 11135

**Kvalitetsstandarder:**

EN ISO 13485

**Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:**

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

## Materialer

Produkt komponent	Råvare og egenskaber
<b>1 X-lang nitrilhandske (30 cm), størrelse M</b>	Carboxyleret butadien-akrylnitril-polymer (nitril), blå, indpakket i papir
<b>1 Afdækning 60 x 75 cm</b>	Laminat: stof/PE
<b>1 Slidslagenafdækning 60 x 75 cm</b>	Laminat: stof/PE
<b>5 runde tamponer, Ø 30 mm</b>	100 % gaze, 17 tråde, elastisk ring SEBS/PP
<b>1 Lille bakke, 108 x 84 x 43 mm</b>	Polystyren, hvid
<b>2 pincetter, grøn, 127 mm</b>	Polystyren, grøn
<b>3 runde tamponer, Ø 50 mm</b>	100 % gaze, 17 tråde, elastisk ring SEBS/PP
<b>5 Gazekompresser, 8 lag, 7,5 x 7,5 cm</b>	100 % gaze, 17tråde
<b>1 Nyreskål 255 x 155 x 44 mm</b>	Polystyren, blå
<b>1 Afdækning (bakkeafdækning) 60 x 60 cm</b>	Laminat: stof/PE

## Advarsler og anbefalinger

<b>Advarsler</b>	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
<b>Anbefaling for opbevaring</b>	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum mellem 0 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
<b>Anbefaling for bortskaffelse</b>	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
<b>Holdbarhed</b>	5 år

## Forpakkingsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse ( L x B x H ) mm
<b>Enkelt pakke</b>	Medicinsk papir, Plastfilm	310 x 197
<b>Pakke</b>	Karton, TCF eller ECF kvalitet	378 x 205 x 283
<b>Transportkarton</b>	Karton, TCF eller ECF kvalitet	590 x 430 x 390
<b>Pakketape</b>	PVC fri, Gennemsigtig	N/A

## Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
<b>1941-02</b>	06937935320283	06937935330220	06937935360289

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.