


evercare<sup>®</sup> standard MediKit kateterisationssæt, sterilt

REF: 1963-02

evercare<sup>®</sup> skiftesæt, gaze, sterilt er et kompakt sæt, der indeholder materialer til skift af forbindelse.



1 forceps 12,7cm




1 tray 15x7,6x1,8 cm



5x5cm x2



ø 30mm x5



1 sterile field 40x38 cm

## Egenskaber


- ▶ 5 runde tamponer, Ø 30 mm
- ▶ 2 Gazekompresser, 8-lags, 5 x 5 cm
- ▶ 1 pincet, 127 mm
- ▶ 1 Bakke, 4 rum, 150 x 76 x 18 mm
- ▶ 1 afdækning (bakkeafdækning) 40 x 38 cm

REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
1963-02	Forbindingssæt, gaze, sterilt	Ikke relevant	25 / 200

Salgsenhed: Transportkarton

## Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr. EO steriliseret efter gældende version af ISO standard 11135.



### REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

### Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-7  
EN ISO 10993-10

### Lovmæssige krav:

Direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr

### Overholdelse af produktstandarder:

EN ISO 11135

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

## Materiale

Produkt komponent	Råvare og egenskaber
5 runde tamponer, Ø 30 mm	100 % bomuldsgaze, 17 tråde, elastisk ring SEBS/PP
2 Gazekompresser, 8-lags, 5 x 5 cm	100 % bomuldsgaze, 17 tråde
1 pincet, 127 mm	Polystyren, grøn
1 Bakke, 4 rum, 150 x 76 x 18 mm	Polystyren
1 afdækning (bakkeafdækning) 40 x 38 cm	Laminat: stof/pe, grøn

## Advarsler og anbefalinger

<b>Advarsler</b>	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
<b>Anbefaling for opbevaring</b>	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum mellem 0 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
<b>Anbefaling for bortskaffelse</b>	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
<b>Holdbarhed</b>	5 år

## Forpkningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse ( L x B x H ) mm
<b>Enkelt pakke</b>	Medicinsk papir, Plastfilm	222 x 133
<b>Pakke</b>	Karton, TCF eller ECF kvalitet	280 x 200 x 180
<b>Transportkarton</b>	Karton, TCF eller ECF kvalitet	590 x 430 x 390
<b>Pakketape</b>	PVC fri, Gennemsigtig	N/A

## Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
<b>1963-02</b>	06937935320320	06937935330268	06937935360326

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.