



evercare[®] standard MediKit kateterisationssæt, sterilt

REF: 1965-02

evercare[®] skiftesæt, nonwoven, sterilt er et kompakt sæt, der indeholder materialer til skift af forbindelse.



1 forceps 12,7cm




1 tray 15x7,6x1,8 cm



5x5cm x2



ø 30mm x3



1 sterile field 40x38 cm

Egenskaber


- ▶ 3 runde tamponer, Ø 30 mm
- ▶ 2 Gazekompresser, 4-lags, 5 x 5 cm
- ▶ 1 pincet, 127 mm
- ▶ 1 Bakke, 4 rum, 150 x 76 x 18 mm
- ▶ 1 Afdækning (beskyttelsesafdækning) 40 x 38 cm

REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
1965-02	Forbindingssæt, nonwoven sterilt	Ikke relevant	25 / 200

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr. EO steriliseret efter gældende version af ISO standard 11135.



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

Lovmæssige krav:

Direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr

Overholdelse af produktstandarder:

EN ISO 11135

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

Produkt komponent	Råvare og egenskaber
3 runde tamponer, Ø 30 mm	Nonwoven, viskose/pes, elastisk ring SEBS/PP
2 Gazekompresser, 4-lags, 5 x 5 cm	Nonwoven, viskose/pes
1 pincet, 127 mm	Polystyren, grøn
1 Bakke, 4 rum, 150 x 76 x 18 mm	Polystyren, grøn
1 Afdækning (beskyttelsesafdækning) 40 x 38 cm	Stof/pe-laminat

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum mellem 0 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	5 år

Forpkningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	Medicinsk papir, Plastfilm	222 x 133
Pakke	Karton, TCF eller ECF kvalitet	280 x 200 x 180
Transportkarton	Karton, TCF eller ECF kvalitet	590 x 430 x 390
Pakketape	PVC fri, Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
1965-02	06937935320344	06937935330282	06937935360340

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.