



Leukomed® T

Leukoplast®

Sårbehandling i de bedste hænder

Leukomed® T

Vandtæt og steril film i stykker

Ultratynd film i udskårne stykker af forskellig str., der er virus- og bakterietæt. Filmen har en meget høj åndbarhed (MVTR) og er så tynd og fleksibel, at den tilpasser sig kroppens konturer uden at rulle. Enkelt system til atraumatisk applikation og fjernelse.

Indikationer

Fiksering af:

- Perifert venekateter m. injektionsport (Hånd & underarm)
- Centralt venekateter (vena jugularis, vena subclavia, vena basilica)
- Vandtæt beskyttelse af snitsår/operationssår, der f.eks. er syede eller limet og ikke væsker
- Fiksering af absorberende sårpuder

Kontraindikationer

Brug ikke til patienter, der ikke tåler akrylatklæbemasse.

Indhold

Polyurethan film, akrylatklæbemasse.

Egenskaber

- Vandtæt
- Steril
- Høj åndbarhed, reducerer risikoen for maceration
- Virus og bakterietæt
- Tilpasser sig kroppens konturer
- Ultratynd, føles om et ekstra lag hud
- Røntgengennemtrængelig
- Transparent
- Akrylklæbemasse
- Runde hjørner og lav overfladefriktion, så filmen ikke ruller
- Enkelt system til atraumatisk applikation og fjernelse



Leukomed® T			
Varenr	Størrelse	Antal stk /æske	Antal stk/TRP
72381-00000	5 cm x 7.2 cm	50	10
72381-00001	8 cm x 10 cm	50	6
72381-00008	10 cm x 12,5 cm	50	8
72381-00002	11 cm x 14 cm	50	8
72381-00014	10 cm x 25 cm	50	8
72381-00009	15 cm x 20 cm	50	8
72381-00010	15 cm x 25 cm	50	8
72381-00004	8 cm x 10 cm	5	36
72381-00011	10 cm x 12,5 cm	5	36
72381-00015	10 cm x 25 cm	5	36
72381-00005	11 cm x 14 cm	5	36
72381-00012	15 cm x 20 cm	5	36