

SELEFA® Optimia gazekompresser

REF: 222001, 222002, 222003, 222004, 222005

SELEFA® Optimia gazekompresser er fremstillet af miljøvenlige blegede bomuldsfibre, vævet med 17 tråde pr. m². De fremstilles i fire mål med foldede kanter for at undgå løse tråde. Bomuldsgazekompresser af høj kvalitet fremstilles i fire til seksten lag, der giver deres blødhed og øger dens absorberende egenskaber.

Egenskaber

- ▶ Stort anvendelsesområde: præoperativ rensning af huden, rensning af såret, tørring, absorption, beskyttelse osv.
- ▶ Effektiv til fugt- og væskeabsorption, kan steriliseres
- ▶ Peroxidbleget bomuldsgaze uden klor
- ▶ Vævede kanter forhindrer løse tråde
- ▶ 100 % bomuld, lav fnugdannelse



REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
222001	SELEFA® Optimia gazekompresser, Hvid	5 x 5 cm, 8-lags	120 / 10800
222002	SELEFA® Optimia gazekompresser, Hvid	7,5 x 7,5 cm, 8-lags	120 / 7200
222003	SELEFA® Optimia gazekompresser, Hvid	10 x 10 cm, 8-lags	120 / 7200
222004	SELEFA® Optimia gazekompresser, Hvid	10 x 20 cm, 12-lags	50 / 1000
222005	SELEFA® Optimia gazekompresser, Hvid	10 x 10 cm 16-lags	60 / 3600

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr.



Not made with
natural rubber latex



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

Overholdelse af produktstandarder:

EN 14079

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiale

Produkt komponent

Råvare og egenskaber

100 % bomuldsgaze, hvid

100 % bomuldsgaze, hvid

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	5 år

Forpakkingsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	N/A	N/A
Pakke	TCF kvalitet, ECF kvalitet	222001: 162 x 60 x 54 222002: 235 x 60 x 77 222003: 204 x 85 x 104 222004: 204 x 90 x 104 222005: 204 x 85 x 104
Transportkarton	TCF kvalitet, ECF kvalitet	635 x 545 x 365
Pakketape	Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
222001	N/A	06438129353921	06438129553925
222002	N/A	06438129353938	06438129553932
222003	N/A	06438129353945	06438129553949
222004	N/A	06438129353952	06438129553956
222005	N/A	06438129353969	06438129553963

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejekomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.