

evercare SUPRA Special OP-kitler, sterile

REF: 259151, 259161, 259171, 259181, 259191, 259201, 259211, 259221, 259231, 259241, 259251, 259261, 259271, 259281

evercare® SUPRA OP-kittel er en blød SMS-kittel, der er designet til ultimativ beskyttelse og uovertruffen komfort. Kitlen er velegnet til procedurer med mellemstore til store mængder væske og høje krav til komfort. SUPRA OP-kittelmaterialet har antistatisk og alkoholafvisende behandling for øget brugerbeskyttelse og er udviklet ud fra et bæredygtigt perspektiv. Derfor er emballagen fremstillet af FSC-certificeret materiale og vedvarende energikilder. OP-kitlen leveres med optimeret emballage for at sikre, at du får et fantastisk produkt i en smart dispenser med brug af mindre materiale, hvilket understøtter dine ambitioner om at reducere spild. evercare® SUPRA High Performance er forstærket med et åndbart materiale i den kritiske zone, foran og i ærmerne, for at maksimere beskyttelsen mod kontaminering af operationssåret og for at beskytte brugeren ved våde procedurer. Alle evercare® OP-kitler udgør en effektiv barriere mod kropsvæsker, hudpartikler og mikrober og er designet til optimal komfort og bevægelsesfrihed. Det justerbare burrebånd i nakken sikrer optimal pasform og mulighed for justering. Manchetter af høj kvalitet for forbedret komfort og tætsiddende runde håndled. Kitlen er steriliseret med EO-gas og pakket i enkeltposer, der er nemme at åbne. Topmoderne emballagesystem med praktisk, funktionel dispenser og mærkning. Enhedspakker leveres med aftagelige etiketter med strekkoder for at forbedre sporbarheden.

Egenskaber

- ▶ God beskyttelse med høj åndbarhed
- ▶ Uovertruffen komfort med blød SMS
- ▶ Antistatisk og alkoholafvisende behandling
- ▶ Meget høj slidstyrke
- ▶ Ekstra blødt, strækbart halsudskæringsmateriale for større komfort
- ▶ Forstærkning med åndbart komfortlag på både arme og bryst
- ▶ Ultralydsforseglede ærmer for at øge komforten ved at reducere overflødige materialer, der forårsager ubehag
- ▶ Kittel med overlappende ryg og justerbart burrebånd i nakken giver mulighed for optimal pasform til individuelle justeringer
- ▶ Tydeligt stempel med størrelse og ydelsestype
- ▶ Bæltekort med tydelig anførelse af steril/usteril til sikker påtagning
- ▶ Foldningen muliggør udpakning og påtagning uden risiko for kontaminering
- ▶ SMS-materiale med lav fnugdannelse
- ▶ Komfortabelt design giver bevægelsesfrihed
- ▶ HP-produktvarianten er velegnet til procedurer med mellemstore til store mængder væske.




REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
259151	evercare® Supra OP-kittel High Performance, steril, Blå	str M-kort, steril	18 / 36
259161	evercare® Supra OP-kittel High Performance, steril, Blå	str M, steril	16 / 32
259171	evercare® Supra OP-kittel High Performance, steril, Blå	str L, steril	16 / 32
259181	evercare® Supra OP-kittel High Performance, steril, Blå	str XL-kort, steril	16 / 32
259191	evercare® Supra OP-kittel High Performance, steril, Blå	str XL, steril	14 / 28
259201	evercare® Supra OP-kittel High Performance, steril, Blå	str XXL, steril	14 / 28
259211	evercare® Supra OP-kittel High Performance, steril, Blå	Størrelse XXL – lang, steril	10 / 20
259221	evercare® Supra OP-kittel High Performance, steril, Blå	str M-kort, 2 håndklæder , steril	18 / 36
259231	evercare® Supra OP-kittel High Performance, steril, Blå	str M, 2 håndklæder, sterile	16 / 32
259241	evercare® Supra OP-kittel High Performance, steril, Blå	str L, 2 håndklæder, sterile	16 / 32
259251	evercare® Supra OP-kittel High Performance, steril, Blå	str XL-kort, 2 håndklæder, steril	16 / 32
259261	evercare® Supra OP-kittel High Performance, steril, Blå	str XL ,2 håndklæder, sterile	14 / 28
259271	evercare® Supra OP-kittel High Performance, steril, Blå	str. XXL, 2 håndklæder, sterile	14 / 28
259281	evercare® Supra OP-kittel High Performance, steril, Blå	str XXL-lang, 2 håndklæder, steril	10 / 20

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr. EO steriliseret efter gældende version af ISO standard 11135.



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

Overholdelse af produktstandarder:

EN ISO 11135, EN 13795-1 High performance

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 20417, EN ISO 11607-1, EN ISO 15223-1

Materiale

Produkt komponent	Råvare og egenskaber
Krop, ærme, bælte	PP SMS non-woven, blå
Forstærket ærme og forstykke	PP non-woven / åndbar PE-film, hvid
Manchet	PES, ribstrikket stof
Halsstrimmel	PP spunbond non-woven, hvid
Burrebånd	PA, vævet strimmel med burrebånd
Bæltekort	Cellulosepulp (ECF), hvid
Indpakkingscrepe	Pulp (ECF), hvid
Sytråd	PES, hvid
Håndklæde	Scrim-forstærket stof, hvid

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum under 25 °C. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	5 år

Forpkningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	Medicinsk papir, PP/PA film	360 x 245 x 30
Pakke	TCF eller ECF kvalitet	381 x 279 x 320
Transportkarton	TCF eller ECF kvalitet	574 x 391 x 330
Pakketape	Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
259151	06438129125207	06438129325201	06438129525205
259161	06438129125214	06438129325218	06438129525212
259171	06438129125221	06438129325225	06438129525229
259181	06438129125238	06438129325232	06438129525236
259191	06438129125245	06438129325249	06438129525243
259201	06438129125252	06438129325256	06438129525250
259211	06438129125269	06438129325263	06438129525267
259221	06438129125276	06438129325270	06438129525274
259231	06438129125283	06438129325287	06438129525281
259241	06438129125290	06438129325294	06438129525298
259251	06438129125306	06438129325300	06438129525304
259261	06438129125313	06438129325317	06438129525311
259271	06438129125320	06438129325324	06438129525328
259281	06438129125337	06438129325331	06438129525335

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.