

## Evercare<sup>®</sup> OP-maske type IIR bindebånd, antidug, bred, hvid

REF: 2885

evercare<sup>®</sup> OP-maske med bindebånd, type IIR skaber en barriere for at minimere den direkte overførsel af infektiøse stoffer mellem sundhedspersonale og patient. Den er en stænkafvisende maske, der yder beskyttelse mod potentielt kontaminerede væskesprøjt. Anbefales til brug under våd kirurgi.

### Egenskaber

- ▶ EN 14683:2019
- ▶ Bakteriel filtreringseffektivitet (BFE)  $\geq 98$  %
- ▶ Til engangsbrug
- ▶ Fleksibel næsetråd for korrekt pasform
- ▶ Stænkbeskyttet
- ▶ Anti-dug
- ▶ Blødt inderlag for komfort



Bindebånd



Antidug



Stænkbeskyttet



Ekstra bred

REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
2885	evercare <sup>®</sup> OP-maske type IIR, bindebånd, antidug, bred, Hvid	19 x 9 cm	50 / 300

Salgsenhed: Transportkarton

## Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr.



Not made with natural rubber latex



### REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

### Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-10

### Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

### Overholdelse af produktstandarder:

EN14683:2019

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

## Materiale

Produkt komponent	Råvare og egenskaber
1. yderside	Spunbond PP, hvid
2. yderside	Spunbond PP, hvid
Filtermedium	Smelteblæst PP, hvid
Inderside	Hydrofobt væv, hvid
Bindebånd	Spunbond PP, hvid, venstre/højre længde 405 mm
Næsetråd	PE-coated metaltråd, 135 mm
Anti-dug	Spunbond PP, hvid

## Advarsler og anbefalinger

<b>Advarsler</b>	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
<b>Anbefaling for opbevaring</b>	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
<b>Anbefaling for bortskaffelse</b>	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
<b>Holdbarhed</b>	5 år

## Forpkningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse ( L x B x H ) mm
Enkelt pakke	N/A	N/A
Pakke	TCF eller ECF kvalitet	205 x 100 x 150
Transportkarton	TCF eller ECF kvalitet	320 x 225 x 320
Pakketape	Gennemsigtig	N/A

## Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
2885	N/A	06438129325072	06438129525076

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.