

Varenummer 221708

Skiftesæt, 295x405x33,5cm, med metalinstrumenter, steril



Produktbeskrivelse

Skiftesæt med metalinstrumenter. Anvendes til debridering og soignering af sår. Indeholder: 1 saks, buet spids/spids, 11,5 cm. 1 Adson anatomisk pincet, 12 cm. 1 Adson kirurgisk pincet, 12 cm. 5 stk. non-woven swabs, 7,5x7,5 cm. 1 stk. bakke, 2,5x18x9 cm. 1 stk. sterilt skifteunderlag, 55x55 cm.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Skiftesæt
Features	Med metalinstrumenter, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Længde/dybde	295 cm
Bredde	405 cm
Højde	33.5 cm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Metalinstrumenterne bør kasseres via metalgenbrug. Bør ikke anvendes hvis forpakningen er brudt.
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	40 cm	29.5 cm	34 cm	15050918083741
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt