

## Embra<sup>®</sup> non-woven kompresser

REF: 2231951203, 2231952303, 2231953403, 2231954503

Embra<sup>®</sup> non-woven kompresser, 4-lags er fremstillet af blødt og stærkt absorberende non-woven materiale. De anvendes primært til rensning og absorption af eksudat fra sår og hudafskrabninger.

### Egenskaber

- ▶ 70% vedvarende materialer (viskose)
- ▶ Høj kvalitet viskose/polyester ikke-vævet materiale
- ▶ Lav fnugdannelse og høj blødhed
- ▶ Bevarer sin form, selv når den er våd
- ▶ Uden bindemidler og optiske blegemidler
- ▶ Effektiv til at absorbere væsker og udskillelser
- ▶ Mindre klæbende på såret end gaze produkter
- ▶ Findes i flere størrelser
- ▶ Til ekstern sårpleje, behandling af forbrændinger eller skrammer, i førstehjælpsområdet osv.
- ▶ Kan steriliseres ved hjælp af EN ISO 10993



REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
2231951203	Non-woven kompresser, 4-lags, usterile, Hvid	5x5 cm	100 / 6000
2231952303	Non-woven kompresser, 4-lags, usterile, Hvid	7,5x7,5 cm	100 / 7500
2231953403	Non-woven kompresser, 4-lags, usterile, Hvid	10x10 cm	100 / 5400
2231954503	Non-woven kompresser, 4-lags, usterile, Hvid	10x20 cm	100 / 2700

Salgsenhed: Transportkarton

## Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr.



### REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

### Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-10

### Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745, MDR Class I

### Overholdelse af produktstandarder:

EN ISO 11737-1, EN 29073-3, EN 1644-1, EN 1644-2

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

## Materiale

### Produkt komponent

### Råvare og egenskaber

### Hovedmateriale

Non-woven, 70% viskose og 30% polyester, hvid

## Advarsler og anbefalinger

<b>Advarsler</b>	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
<b>Anbefaling for opbevaring</b>	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum mellem 5 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
<b>Anbefaling for bortskaffelse</b>	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
<b>Holdbarhed</b>	5 år

## Forpkningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse ( L x B x H ) mm
<b>Enkelt pakke</b>	N/A	N/A
<b>Pakke</b>	Medicinsk papir	2231951203: 50 x 50 x 100 2231952303: 75 x 75 x 100 2231953403: 100 x 100 x 100 2231954503: 200 x 100 x 100
<b>Transportkarton</b>	TCF eller ECF kvalitet	2231951203: 510 x 160 x 210 2231952303: 385 x 385 x 310 2231953403: 610 x 310 x 310 2231954503: 610 x 310 x 310
<b>Pakketape</b>	PVC fri	N/A

## Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
<b>2231951203</b>	N/A	06438129370256	06438129570250
<b>2231952303</b>	N/A	06438129370263	06438129570267
<b>2231953403</b>	N/A	06438129370270	06438129570274
<b>2231954503</b>	N/A	06438129370287	06438129570281

Embras mission er at udvikle ansvarlige sundhedsløsninger med fokus på at mindske miljøpåvirkningen, samtidig med at kvaliteten for patienter og plejepersonale øges. Sammen kan vi gøre en positiv forskel - så tak fordi du valgte Embra.