

Contour Plus Blue Blodsukkerapparat

Beskrivelse:

Contour Plus Blue er et nøjagtigt blodsukkerapparat, der er nemt at anvende, og klar til brug direkte fra æsken.

Blodmængde: 0,6 µl. Måleområde: 0,6-33,3 mmol/L.
Måletid: 5 sekunder. Hukommelse: 800 resultater.

Apparatet har SmartColour måleområdeindikation, der kombinerer resultaterne med farveindikation, hvilket gør resultaterne nemme og hurtige at forstå. Second-Chance fyldning giver mulighed for at tilføje mere blod til samme teststrimmel indenfor 30 sekunder. Dermed undgås ekstra fingerprik og teststrimmelspild.



Varenr.	Pakning	Ref. nr.
8094797	1 stk.	90009688

Specifikationer

Prøve volume:
0,6ml

Genpåfyldning:
Ja

Måling af ketoner:
Nej

Batteri:
CR2032

CE labeled product:
Ja

MD Classification:
IVD

Teststrips til apparat:
Contour

OneMed A/S
Kappa 3, Søften
8382 Hinnerup
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109
info.dk@onemed.com
shop.onemed.dk

ONEMED