



# PRODUKTDATABLAD


## CONTOUR®PLUS blodsukkerapparat



CONTOUR®PLUS er et enkelt og intuitivt blodsukkerapparat med store brugervenlige knapper og tal. Apparatet er nemt at anvende og klar til brug direkte fra æsken.

Apparatet har Second-Chance® fyldning, der giver dig mulighed for at tilføre mere blod til samme teststrimmel indenfor 30 sek. Dermed kan du undgå ekstra fingerprik og teststrimmelspild.

CONTOUR®PLUS system til måling af blodsukker har påvist god nøjagtighed selv efter, at der er tilført mere blod til samme teststrimmel.



Vare nr.	Varebeskrivelse	Indhold
90002915	CONTOUR®PLUS blodsukkerapparat	1 stk.
90002917	CONTOUR®PLUS teststrimler	50 stk.

**CE klassifikation:**  
Ja/IVDD List B, 2797

**Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder og branchenormer:**

Ja

**Kodes/kalibreres:**  
Nej

**Måleområde:**  
0,6 - 33,3 mmol/L

**Blodmængde:**  
0,6 µL

**Blodet suges fra:**  
Spidsen af teststrimmel

**Måletid:**  
5 sekunder

**Gennemsnit:**  
7, 14 og 30 - dages gennemsnit

**Hukommelse:**  
480 resultater

**Teststrimler som passer til apparatet:**  
CONTOUR®PLUS

**Teststrimlers holdbarhed fra produktion:**  
2 år

**Apparatets driftstemperatur:**  
+5° C til +45° C

**Apparatets mål:**  
7,7 x 5,7 x 1,9 cm

**Etui størrelse:**  
9 x 15,5 cm

**Batchnummer:**  
Ja

**Genopfyldning af teststrimler:**  
Ja, 30 sekunder

**Trådløs overførsel til anden enhed:**  
Nej

**Data overføres til PC:**  
Ja, via Micro USB datakabel

**Alarm:**  
Mulighed for påmindelse efter måltid

**Måltidsmarkering:**  
Ja, før måltid og efter måltid

**Lys i strimmelport:**  
Nej

**Batteri:**  
2 stk. 3V CR2032 eller DL2032  
225 mAh kapacitet

**Dansk mærkning på emballagen:**  
Ja

**Dansk brugsanvisning:**  
Ja

**Holdbarhed teststrimler fra åbning:**  
Til udløbsdato på pakken

**Garanti:**  
5 år

**PVC/ftalater:**  
Nej

**Latex:**  
Nej

**Steril vare/metode:**  
Nej

**Bortskaffelse:**  
Se brugervejledning