

# Contour Plus Blodsukkerapparat

## Beskrivelse:

Contour Plus er et enkelt og intuitivt blodsukkerapparat med store brugervenlige knapper og tal. Apparatet er nemt at anvende og klar til brug direkte fra æsken.

Blodmængde: 0,6 µL. Måletid: 5 sekunder.  
Måleområde: 0,6-33,3 mmol/L. Hukommelse: 480 resultater.

Apparatets Second-Chance fyldning giver mulighed for at tilføje mere blod til samme teststrimmel indenfor 30 sekunder. Dermed undgås ekstra fingerprik og teststrimmelspild. Systemet har påvist god nøjagtighed selv efter, at der er tilført mere blod til samme teststrimmel.



Varenr.	Pakning	Ref. nr.
8094798	1 stk.	90002915

## Specifikationer

**Prøve volume:**  
0,6ml

**Genpåfyldning:**  
Ja

**Måling af ketoner:**  
Nej

**Batteri:**  
CR2032

**CE labeled product:**  
Ja

**MD Classification:**  
IVD

**Teststrips til apparat:**  
Contour

**OneMed A/S**  
Kappa 3, Søften  
8382 Hinnerup  
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109  
info.dk@onemed.com  
shop.onemed.dk

**ONEMED**