





PRODUKTDATABLAD

CONTOUR® blodsukkerapparat



CONTOUR® er et enkelt blodsukkerapparat med store brugervenlige knapper og tal. Apparatet er nemt at anvende og klar til brug direkte fra æsken.



Vare nr.	Varebeskrivelse	Indhold
85726668	CONTOUR® blodsukkerapparat	1 stk.
84633313	CONTOUR® teststrimler	50 stk.

CE klassifikation:

Ja/IVDD List B, 2797

Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder og branchenormer:

Ja

Kodes/kalibreres:

Nej

Måleområde:

0,6 - 33,3 mmol/L

Blodmængde:

0,6 µL

Blodet suges fra:

Spidsen af teststrimmel

Måletid:

5 sekunder

Gennemsnit:

7, 14 og 30 - dagsgennemsnit

Hukommelse:

480 resultater

Teststrimler som passer til apparatet:

CONTOUR®

Teststrimers holdbarhed fra produktion:

2 år

Apparatets driftstemperatur:

+5°C til +45°C

Apparatets mål:

7,7 x 5,7 x 1,9 cm

Etui størrelse:

9 x 14 cm

Batchnummer:

Ja

Genopfyldning af teststrimler:

Nej

Trådløs overførsel til anden enhed:

Nej

Data overførsel til PC:

Ja,

Alarm:

Mulighed for påmindelse efter måltid

Måltidsmarkering:

Ja, før måltid og efter måltid

Lys i strimmelport:

Nej

Batteri:

2 stk. 3V CR2032 eller DL2032

225 mAh kapacitet

Dansk mærkning på emballagen:

Ja

Dansk brugsanvisning:

Ja

Holdbarhed på teststrimler fra åbning:

Til udløbsdato på pakken

Garanti:

5 år

PVC/ftalater:

Nej

Latex:

Nej

Steril vare/metode:

Nej

Bortskaffelse:

Se brugervejledning