

Contour Blodsukkerapparat

Beskrivelse:

Contour er et enkelt blodsukkerapparat med store brugervenlige knapper og tal. Apparatet er nemt at anvende og klar til brug direkte fra æsken.

Blodmængde: 0,6 µL. Måleområde: 0,6-33,3 mmol/L.
Måletid: 5 sekunder. Hukommelse: 480 resultater.

Bemærk at Bluetooth IKKE kan anvendes til overførsel af data til app.



Varenr.	Pakning	Ref. nr.
8094799	1 stk.	85726668

Specifikationer

Prøve volume:
0,6ml

Genpåfyldning:
Nej

Måling af ketoner:
Nej

Batteri:
CR2032

CE labeled product:
Ja

MD Classification:
IVD

Teststrips til apparat:
Contour

OneMed A/S
Kappa 3, Søften
8382 Hinnerup
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109
info.dk@onemed.com
shop.onemed.dk

ONEMED