

Contour Plus Teststrimler

Beskrivelse:

Contour Plus teststrimler er designet til nemt at suge blod ind via spidsen af teststrimlen. Contour Plus teststrimler giver resultater, der ikke påvirkes af potentielt interfererende stoffer.

Blodmængde: 0,6 µL. Måleområde: 0,6-33,3 mmol/L.
Måletid: 5 sekunder. Opbevaring: 0-30 grader.

Second-Chance fyldning giver mulighed for at tilføre mere blod til samme teststrimmel indenfor 30 sekunder. Teststrimlerne skal opbevares i den originale lukkede beholder.



Varenr.

Pakning

Ref. nr.

8094800

50 stk.

90002917

Specifikationer

Ketoner:

Nej

CE labeled product:

Ja

Individuelt indpakket:

Nej

MD Classification:

IVD

Passer til følgende apparat:

Contour plus

OneMed A/S

Kappa 3, Søften
8382 Hinnerup
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109
info.dk@onemed.com
shop.onemed.dk

ONEMED