

Vitrex soft lancet 30G med silikone

Beskrivelse:

Vitrex Soft lancet til forskellige flergangsfingerprykkere (28G og 30G). Lancetten er steril og belagt med silikone for at mindske smerten ved stik. Vigtigt: Lancetten er engangsmateriale. Derfor anbefales det, at lancetten kun bruges én gang.



Varenr.	Pakning	Ref. nr.
8094850	200 stk.	354413

Specifikationer

Gauge:
30

Længde:

Diameter:
0,3

CE labeled product:
Ja

MD Classification:
MDD Class IIa

OneMed A/S
Kappa 3, Søften
8382 Hinnerup
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109
info.dk@onemed.com
shop.onemed.dk

ONEMED