

Diatesse XPER

Flergangs fingerprikker

Beskrivelse:

Diatesse XPER fingerprikker er en universal model med 9 punkteringsniveauer. Det automatiske tilbagetrækningssystem forhindrer den skarpe nål i at forblive blodlagt efter brug. Fingerprikkeren har justeret og kalibreret punkteringsmekanisme (mindre smertefuldt) og kommer med sikkerhedslås.



Varenr.	Pakning	Ref. nr.
8094921	1 stk.	GD101840

Specifikationer

Med tromle:

Nej

Mulighed for indstilling af dybder:

Ja

Antal dybder:

9

CE labeled product:

Ja

MD Classification:

IVD

OneMed A/S

Kappa 3, Søften
8382 Hinnerup
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109
info.dk@onemed.com
shop.onemed.dk

ONEMED