

HT one sikkerhedslancet 3 stikdybder, 23G steril

Beskrivelse:

Engangsfingerprikker med fjederudløsning.
Indstilles efter hudtype og ønsket prøvestørrelse.
Indstilling af 3 stikdybder: Lavt 1,3 mm - medium
1,8 mm - dybt 2,3 mm.



Varenr.	Pakning	Ref. nr.
8094923	100 stk.	GD104122

Specifikationer

Gauge:
23

Længde:
1,3 1,8 2,3

Diameter:

CE labeled product:
Ja

MD Classification:
IVD

OneMed A/S
Kappa 3, Søften
8382 Hinnerup
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109
info.dk@onemed.com
shop.onemed.dk

ONEMED