

Unistik Touch, lancet 1,5 mm x 30G steril

Beskrivelse:

Unistik Touch leveres komplet med Comfort Zone Technology. Comfort Zone Technology minimerer smerten ved fingerprøvetagning og giver dig ro i sindet. Når de presses mod prøvestedet, stimulerer en serie af otte hævede prikker på platformen nerveenderne. Dette sender et kraftfuldt budskab om trøst til hjernen, der maskerer den svagere smertestimulus fra nålen. Unistik Touch er designet til at gøre blodprøvetagning enkel og nem. Comfort Zone Technology producerer en statistisk signifikant reduktion af smerte. Nålen trækkes tilbage umiddelbart efter brug for at reducere risikoen for nålestikskader.



Varenr.	Pakning	Ref. nr.
8095043	100 stk.	000361

Specifikationer

Gauge:
30

Længde:
1,5

Diameter:

CE labeled product:
Ja

MD Classification:
MDD Class IIa

OneMed A/S
Kappa 3, Søften
8382 Hinnerup
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109
info.dk@onemed.com
shop.onemed.dk

ONEMED