

Autopen 24

Insulinpen 3 ml, 1 enhed

Beskrivelse:

En genanvendelig insulinpatronindføringspen, der er kompatibel med alle pennåle, Autopen har unikke sideaffyringsmekanismer for lettere indsprøjtning og håndtering. Dens automatiske insulintilførsel betyder, at der kræves minimal kraft for at afgive behandling, uanset insulinvolumen, hvilket gør den velegnet til patienter med lav fingerstyrke. Autopen har en dosisvælger med hørbare klik og visuelle indikatorer for at sikre, at den korrekte dosis er indstillet. Autopen er kompatibel med alle større mærker af pennåle og kommer i to modeller, Autopen 24 til brug med SANOFI insulinpatroner.



Varenr.	Pakning	Ref. nr.
8095044	1 stk.	AN4210EA148

Specifikationer

Halve enheder:

Nej

Hukommelse:

Nej

Minimum enheder:

1

Maximum enheder:

21

Farve:

blå

CE labeled product:

Ja

MD Classification:

MDD Class IIb

OneMed A/S

Kappa 3, Søften
8382 Hinnerup
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109
info.dk@onemed.com
shop.onemed.dk

ONEMED