

# U-right Flergangsfingerprikker

## Beskrivelse:

Fingerprikker som anvender lancetter og lancetten skal skiftes efter brug. Kan anvende stort set alle lancetter. 1 stk. U-Right fingerprikker, fingerprikkeren kan justeres til 9 forskellige stikdybder. Lancetten kan skydes ud - uden berøring af lancetten, dette mindsker risikoen for stikskader. Gul markering i vindue når fingerprikkeren er ladet.



Varenr.	Pakning	Ref. nr.
8095045	1 stk.	TD-5011

## Specifikationer

### Med tromle:

Nej

### Mulighed for indstilling af dybder:

Ja

### Antal dybder:

9

### CE labeled product:

Ja

### MD Classification:

MDD Class I

### OneMed A/S

Kappa 3, Søften  
8382 Hinnerup  
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109  
info.dk@onemed.com  
shop.onemed.dk

ONEMED