

Klinion soft lancetter 30G med silikone

Beskrivelse:

Silikonerede sterile lancetter i assorterede farver. Der er 6 forskellige farver og lancetten passer til flere forskellige fingerprikkere. Pakningsstørrelse: Lancetterne leveres i æsker med 210 stk. Dimensioner: Tykkelsen på lancetten er 0,30 mm (30G). Passer til blandt andet følgende fingerprikkere: Bayer Microlet, Bayer Microlet 2, Vaculance, Easy Touch, FreeStyle, FreeStyle Mini, One Touch, Ultra Soft, BD Optimus, Autolet og Autolancet.



Varenr.

Pakning

Ref. nr.

8095047

210 stk.

5839

Specifikationer

Gauge:
30

Længde:

Diameter:
0,3

CE labeled product:
Ja

MD Classification:
MDD Class IIa

OneMed A/S

Kappa 3, Søften
8382 Hinnerup
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109
info.dk@onemed.com
shop.onemed.dk

ONEMED