

Klinion soft lancetter 28G med silikone

Beskrivelse:

Silikonerede sterile lancetter i assorterede farver. Der er 6 forskellige farver og lancetten passer til flere forskellige fingerprikkere. Pakningsstørrelse: Lancetterne leveres i æsker med 110 stk. Dimensioner: Tykkelsen på lancetten er 0,36 mm (28G). Passer til blandt andetfølgende fingerprykkere: Bayer Microlet, Bayer Microlet 2, Vaculance, Easy Touch, FreeStyle, FreeStyle Mini, One Touch Ultra Soft, BD Optimus, Autolet og Autolancet.



Varenr.

Pakning

Ref. nr.

8095048

110 stk.

5836

Specifikationer

Gauge:
28

Længde:

Diameter:
0,36

CE labeled product:
Ja

MD Classification:
MDD Class IIa

OneMed A/S

Kappa 3, Søften
8382 Hinnerup
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109
info.dk@onemed.com
shop.onemed.dk

ONEMED