


VeriDiaxpert penkanyle 31G (0,25 x 5 mm)

Beskrivelse:

VeriDiaxpert penkanylerne er kompatible med de insulinpenne, der anvendes på det danske marked. Spidsen er behandlet med silikone, så penetreringen af huden bliver nemmere. Kortere nåle reducerer risikoen for smertefuld injektion ind i musklen. Penkanylen har tynde vægge, hvilket sikrer et optimalt insulinflow og har et nemt twist-off design, når nålen skal bortskaffes. Kanylen er farvekodet til nemmere identifikation af nålelængder.



Varenr.

Pakning

Ref. nr.

8095198

100 stk.

IPN-31-5

Specifikationer

Sikkerhedskanyle:

Nej

Gauge:

31

Længde:

5

Diameter:

0,25

CE labeled product:

Ja

MD Classification:

MDD Class IIa

OneMed A/S

Kappa 3, Søften
8382 Hinnerup
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109
info.dk@onemed.com
shop.onemed.dk

ONEMED