


Verisafe lancet 28G med silikone

Beskrivelse:

Verisafe lancet til forskellige flergangsfingerprykkere (23G, 28G, 30G eller 32G). Lancetten er steril og coated med silikone. Vigtigt: Lancetten er engangsmateriale. Derfor anbefales det, at lancetten kun bruges én gang.



Varenr.	Pakning	Ref. nr.
8095788	100 stk.	BL-28G

Specifikationer

Gauge:
28

Længde:
3

Diameter:
0,36

CE labeled product:
Ja

MD Classification:
MDD Class IIa

OneMed A/S

Kappa 3, Søften
8382 Hinnerup
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109
info.dk@onemed.com
shop.onemed.dk

ONEMED