

Attylet® Plus

Amylasresistent förtjockningsmedel till mat och dryck. Transparent.

Ingredienser:

Maltodextrin, xanthangummi, erythritol.

Näringsvärde per 100 g:

Energi:	1199 kJ
	286 Kcal
Protein:	0-1 g
Kolhydrater:	58 g
varav sockerarter:	0 g
Fett:	0 g
varav mättat:	0 g
Kostfiber:	28 g
Salt:	3 g

Dosering 150ml dryck:

Dosering per 150 ml

1 struken skopa Attylet® Plus = 5 ml = 2 g

	Flytande IDDSI 0-2	Trögflytande IDDSI 3	Gelékonsistens IDDSI 4
Kaffe, the, saft, juice, drickbuljong m.m.	1/2 - 1	1/2 - 1 1/2	2 - 2 1/2
Kakao, mjölk 3%	0 - 1/2	1 - 1 1/2	1 1/2 - 2
Dryckyoghurt, redda soppor m.m.	0	0 - 1/2	1/2 - 1
Yoghurt m.m.	0	0 - 1/2	1/2 - 1

Bruksanvisning:

1. Häll i önskad dryck i ett glas
2. Tillsätt den rekommenderade mängden Attylet® Plus
3. Rör om så att pulvret löses upp. Låt drycken stå i 5 min för att uppnå önskad konsistens.

Förvaring / hållbarhet:

Förvaras svalt och torrt, ej över normal rumstemperatur. 14 månaders hållbarhet från produktion.

Nettovikt:

200 g

Artikelnummer:

Navamedic – 90152

Distributör

Navamedic AB

Tel: 031-335 11 90

E-post: infose@navamedic.com

www.navamedic.com