

Dexcom G7 CGM sensor & sender - alt i en

Beskrivelse:

Dexcom G7 CGM-systemet inkluderer en diskret alt-i-en sensor, som indsættes ved hjælp af en engangsapplikator. Sensoren aflæser og sender glukoseniveauet til Dexcom G7 modtageren eller smartphone. Systemet viser dit aktuelle glukoseniveau, hvor det er på vej hen, hvor det var før, og hjælper med at træffe behandlingsbeslutninger. Der er mulighed for individualiserede alarmer, der kan hjælpe med at advare om høje eller lave glukoseniveauer. Ingen scanning påkrævet. Sensoren har en levetid på op til 10 dage. Sensorplasteret indeholder trykfølsomt og akrylbaseret klæbemiddel. Er latexfrit. Måleområde: 2,2-22,2 mmol/L. Sensorens dimensioner: 2,74 x 2,41 x 0,47cm.



Varenr.

Pakning

Ref. nr.

8098284

1 stk.

STP-GT-002

Specifikationer

Levetid:

Op til 10 dage

CE labeled product:

Ja

MD Classification:

MDR class IIb

OneMed A/S

Kappa 3, Søften
8382 Hinnerup
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109
info.dk@onemed.com
shop.onemed.dk

ONEMED