

Dexcom G7 CGM modtager enhed

Beskrivelse:

Dexcom G7 CGM-systemet inkluderer en diskret alt-i-en sensor, som indsættes ved hjælp af en engangsapplikator. Sensoren aflæser og sender glukoseniveauet til Dexcom G7 modtageren eller smartphone. Systemet viser dit aktuelle glukoseniveau, hvor det er på vej hen, hvor det var før, og hjælper med at træffe behandlingsbeslutninger. Der er mulighed for individualiserede alarmer, der kan hjælpe med at advare om høje eller lave glukoseniveauer. Modtagerens dimensioner: 93 x 50 x 11,9mm. Hukommelse: 180 dage.



Varenr.	Pakning	Ref. nr.
8098285	1 stk.	STK-GT-109

Specifikationer

Hukommelse:
180 dage

Batteri:
Genopladeligt batteri, der holder i op til 7 dage ved fuld opladning

CE labeled product:
Ja

MD Classification:
MDR class IIb

OneMed A/S

Kappa 3, Søften
8382 Hinnerup
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109
info.dk@onemed.com
shop.onemed.dk

ONEMED