



**carefix**<sup>®</sup>  
by Tytex

## Carefix Tubnät

För fixering av IV-kopplingar och förband

| Leverantör art.nr. | Storlek | Färgmarkering | Användningsområde | Avdfp | Trpfp |
|--------------------|---------|---------------|-------------------|-------|-------|
| 0151 51-01.01Q2    | Small   | Gul           | Arm (barn)        | 30    | 240   |
| 0151 51-03.01Q2    | Medium  | Blå           | Arm (barn/vuxen)  | 30    | 240   |
| 0151 52-05.01Q3    | Large   | Brun          | Arm/ben (vuxen)   | 15    | 120   |
| 0151 52-07.01Q3    | X-large | Grön          | Ben (vuxen)       | 15    | 120   |

### Produktbeskrivning

- Elastisk tubformad förbandsfixering
- Fixering av förband och bandage på arm/ben/hand/fot
- Hög och hållbar elasticitet
- Smidig, andas, bekväm och mjuk mot huden
- Snabb och enkel att använda – färdiga längder som är klara att användas
- De två mindre storlekarna har hål för tumme

### Material

70% polyamid, 21% elastan, 9% polyester. Latexfri. Tvättbar i 60°C.

### Produktmärkning

