



carefix[®]
by Tytex

Carefix Tubnät

För fixering av IV-kopplingar och förband

Leverantör art.nr.	Storlek	Färgmarkering	Användningsområde	Avdfp	Trpfp
0151 51-01.01Q2	Small	Gul	Arm (barn)	30	240
0151 51-03.01Q2	Medium	Blå	Arm (barn/vuxen)	30	240
0151 52-05.01Q3	Large	Brun	Arm/ben (vuxen)	15	120
0151 52-07.01Q3	X-large	Grön	Ben (vuxen)	15	120

Produktbeskrivning

- Elastisk tubformad förbandsfixering
- Fixering av förband och bandage på arm/ben/hand/fot
- Hög och hållbar elasticitet
- Smidig, andas, bekväm och mjuk mot huden
- Snabb och enkel att använda – färdiga längder som är klara att användas
- De två mindre storlekarna har hål för tumme

Material

70% polyamid, 21% elastan, 9% polyester. Latexfri. Tvättbar i 60°C.

Produktmärkning

