

SELEFA® Optimia flade gazetamponer

REF: 222051

SELEFA® Optimia flade gazetamponer er højabsorberende tamponer til et bredt anvendelsesområde som f.eks.: hudrensning, sårrensning, aftørring, væske- og fugtabsorption, beskyttelse, desinfektion osv. Gode absorberende egenskaber og i overensstemmelse med EN 14079 for at sikre bomuldsgaze af høj kvalitet. Den kompakte foldning holder produktets form stabil. Gazetamponer i disse små størrelser er velegnede til forskellige anvendelsesområder som f.eks. rengøring af små sår og hudafskrabbinger, klargøring til mindre operationer, fjernelse af debris osv.

Egenskaber

- ▶ 100 % bomuldsgaze
- ▶ Miljøvenlig blegning (ingen klor)
- ▶ Foldede kanter forhindrer løse tråde.
- ▶ Kan steriliseres med EO
- ▶ 20 tråde pr. cm²



REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
222051	Optimia flade gazetamponer, Hvid	8 x 8 mm	100 / 10000

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr.



Not made with
natural rubber latex



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

Overholdelse af produktstandarder:

EN 14079

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiale

Produkt komponent

Råvare og egenskaber

Hovedmateriale

100 % bomuldsgaze, hvid

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	5 år

Forpkningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	N/A	N/A
Pakke	PE pose, Gennemsigtig	90 x 130
Transportkarton	Karton, TCF eller ECF kvalitet	385 x 140 x 180
Pakketape	PVC fri, Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
222051	N/A	06438129354232	06438129554236

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.