



## Kompressionsbinda DermaLan

Kortsträcks

Leverantör art.nr.	Tillverkare art.nr.	Bredd	Avdfp	Trpfp
30760	A2620060.050	6 cm	10	100
30761	A2620080.050	8 cm	10	100
30762	A2620100.050	10 cm	10	50
30763	A2620120.050	12 cm	10	50

### Produktbeskrivning

Kortsträcks kompressionsbindor används i kombination med en lämplig polstring under avsvällningsfasen i kompressionsterapi. För kronisk venös insufficiens, primära och sekundära åderbräck, bensår, skleroterapi, ödem, tromboflebit, flebotrombos och postoperativ vård efter venkirurgi.

Kortsträcksbindor lämpar sig även för postoperativ vård efter ortopedisk kirurgi och för funktionellt stöd och som avlastningsförband inom idrottsmedicin.

### Egenskaper

Material: 100% bomull. Tvättbar i 95°C ett flertal gånger

Osteril. Steriliseringsbar

Elasticitet: 80-90%. Längd: osträckt 2,8 m / sträckt 5 m

MDR-certifierad, klass I, enligt EU 2017/745

Hållbarhet 5 år. Förvaras ljusskyddat och torrt i 5-35°C

### Produktmärkning

