



Kompressionsbinda DermaNorm

Långsträcks, normal

Leverantör art.nr.	Tillverkare art.nr.	Bredd	Avdfp	Trpfp
30780	A1520 060.070	6 cm	8	64
30781	A1520 080.070	8 cm	8	64
30782	A1520 100.070	10 cm	8	32
30783	A1520 120.070	12 cm	8	32

Produktbeskrivning

Långsträcks kompressionsbinda är lämpligt för postoperativ vård efter ortopedisk kirurgi samt för funktionella stöd- och avlastningsbandage. Idealisk för resorption av hematom efter muskelkontusion samt vid stukningar och luxationer.

Långsträcksbindor genererar ett högt vilotryck och ett lågt arbetstryck. Därför bör användningen och appliceringens varaktighet alltid övervakas av en kvalificerad specialist för orörliga patienter.

Egenskaper

Material: 81% bomull, 16% polyamid och 3% polyuretan. Tvättbar i 60°C ett flertal gånger

Osteril. Steriliseringsbar

Elasticitet: 165%. Längd: osträckt 2,6 m / sträckt 7 m

MDR-certifierad, klass I, enligt EU 2017/745

Hållbarhet 5 år. Förvaras ljusskyddat och torrt i 5-35°C

Produktmärkning

