



Kompressionsbinda DermaForte

Långsträcks, kraftig

Leverantör art.nr.	Tillverkare art.nr.	Bredd	Avdfp	Trpfp
30790	A1720 060.070	6 cm	8	80
30791	A1720 080.070	8 cm	8	80
30792	A1720 100.070	10 cm	8	40
30793	A1720 120.070	12 cm	8	40

Produktbeskrivning

Långsträcks kompressionsbinda är lämpligt för postoperativ vård efter ortopedisk kirurgi samt för funktionella stöd- och avlastningsbandage. Idealisk för resorption av hematom efter muskelkontusion samt vid stukningar och luxationer.

Långsträcksbindor genererar ett högt vilotryck och ett lågt arbetstryck. Därför bör användningen och appliceringens varaktighet alltid övervakas av en kvalificerad specialist för orörliga patienter.

Egenskaper

Material: 93% bomull och 7% polyuretan. Tvättbar i 60°C ett flertal gånger

Osteril. Steriliseringsbar

Elasticitet: 175%. Längd: osträckt 2,55 m / sträckt 7 m

MDR-certifierad, klass I, enligt EU 2017/745

Hållbarhet 5 år. Förvaras ljusskyddat och torrt i 5-35°C

Produktmärkning

