

# Glucomen Areo GK Blodsukkerapparat

## Beskrivelse:

Glucomen® Areo GK er et 2-i-1 blodsukkerapparat, der både kan måle sukker og ketoner i blodet. Apparatet har et tydeligt display med baggrundsbelysning og sikrer dermed en tydelig aflæsning af måleresultatet. Leveres som startset med fingerprikker, 10 teststriker, 10 lancetter og etui. Beholderen med teststriker er let oplukkelig. Med Glucomen Areo kan du trådløst overføre dine blodsukkerresultater til en applikation på din smartphone (Samsung, HTC, Nokia, LG, Sony, Panasonic, Iphone 8 og nyere samt flere andre). Det foregår via Near Field Communication (NFC), som er en overførselsstandard til kontaktløs udveksling af data over korte afstande (< 1 cm). - Blodmængde: 0,5 µl blod (sukker), 0,8 µl blod (ketoner). - Måleområde: 1,1 - 33,3 mmol/L. - Måletid: 5 sekunder (sukker), 8 sekunder (ketoner). - Automatisk kodning/kalibrering. - Husker 730 målinger for blodsukker og -ketoner med dato og tid. Vi anbefaler dig at læse et eller brugeren igennem før du tager apparatet i brug.



Varenr.

Pakning

Ref. nr.

8103618

1 stk.

52083

## Specifikationer

**Prøve volume:**  
0,5µl / 8µl

**Genpåfyldning:**  
Nej

**Måling af ketoner:**  
Ja

**Batteri:**  
CR2032

**CE labeled product:**  
Ja

**MD Classification:**  
IVD

**Teststrips til apparat:**  
Glucomen Areo, Glucomen Areo Keton

**OneMed A/S**

Kappa 3, Søften  
8382 Hinnerup  
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109  
info.dk@onemed.com  
shop.onemed.dk

**ONEMED**